



Tables à langer mobiles

Formulaire de commande 2026

Instructions : Remplissez le formulaire de commande en remplissant les étapes 1 à 3. La personnalisation est offerte sur demande. Communiquez avec nous pour discuter de vos besoins particuliers. **Envoyez votre formulaire rempli à sales@can-dan.com**

Nom de l'entreprise :

Nom :

Téléphone :

Courriel :

Réf. :



Table à langer mobile Legacy



Table à langer mobile XL avec commande au pied en option



Matelas Grace avec mousse à double densité

1 Choisir le modèle et la dimension de la table à langer

Anciennes tables à langer mobiles Can-Dan

Réglable en hauteur électriquement de 18 po à 34 po (du plancher au dessus de la table), matelas amovible de 2 po, barrières latérales rabattables (ensemble), deux ceintures de positionnement de sécurité, roulettes de 5 po, commande manuelle. Cadre : gris. Matelas : gris. Capacité : 450 lb.

☐ 19-97-62-B	Dimension : 62 po x 28 po
☐ 19-97-72-B	Dimension : 72 po x 28 po
☐ 19-97-CU-B*	Dimension : longueur personnalisée de 59 po à 71 po x 28 po. Indiquer la longueur en pouces, _____
☐ 20-02-62-B	Dimension : 62 po x 30 po
☐ 20-02-72-B	Dimension : 72 po x 30 po
☐ 20-02-CU-B*	Dimension : longueur personnalisée de 59 po à 71 po x 30 po. Indiquer la longueur en pouces, _____
☐ 20-03-62-B	Dimension : 62 po x 32 po
☐ 20-03-72-B	Dimension : 72 po x 32 po
☐ 20-03-CU-B*	Dimension : longueur personnalisée de 59 po à 71 po x 32 po. Indiquer la longueur en pouces, _____

Tables de changement mobiles XL Can-Dan

Réglable en hauteur électriquement de 18 po à 34 po (du plancher au dessus de la table), matelas amovible de 1 po, barrières latérales rabattables (ensemble), roulettes de 5 po, commande manuelle. Cadre : gris. Matelas : gris. Capacité : 450 lb. (Les ceintures de positionnement de sécurité ne sont pas incluses avec les modèles XL. Elles doivent être commandées en option.)

☐ 20-20-36-B	Dimension : 72 po x 36 po
☐ 20-20-40-B	Dimension : 72 po x 40 po
☐ XL Assembly Option	Option d'assemblage XL Choisir cette option si vous souhaitez que le dessus de table soit expédié avec un serrage manuel seulement, afin de faciliter la livraison.

2 Choisir les accessoires

☐ 20-08-SB-2	Ceintures de positionnement de sécurité, ensemble (pour tables XL)
☐ 19-99-FT	Commande au pied (remplace la commande manuelle)
☐ MTFL-xx-xx-2	Matelas Grace de 2 po avec mousse à double densité (remplace l'ancien matelas standard de 2 po)*
☐ 20-21-CA	Roulettes de 4 po (remplacent les roulettes de 5 po et réduisent la hauteur totale de 1,5 po), chacune
☐ 20-19-Pads	Coussin pour barrière latérale, ensemble
☐ 20-19-Pad-1	Coussin pour barrière latérale, chacun
☐ 20-00-SB	Boîte de verrouillage pour barre d'écartement, lève-personne fixé au plafond
☐ 20-00-LB	Boîte de verrouillage pour commande manuelle

3 Omettre

☐ 20-18-SR	Omettre l'ensemble de barrières latérales
☐ 20-18-SR-1	Omettre une barrière latérale individuelle
☐ 20-08-SB	Omettre les ceintures de positionnement de sécurité (pour les anciennes tables)

* Prévoir de 4 à 6 semaines pour la livraison.