

Quel fauteuil Sensit® choisir ?

Protac SenSit® – standard model



Protac SenSit® – high back model



Protac SenSit® Nature



Le fauteuil de stimulation sensorielle Protac Sensit est un produit idéal pour la relaxation et le retour au calme.

Protac SenSit® Standard Model est un fauteuil qui stimule les sens, apaise et favorise la sensation de sécurité et la concentration. Le fauteuil Protac SenSit® est idéal tant pour les enfants que les adultes et les personnes âgées souffrant d'agitation mentale ou motrice. Le fauteuil est rempli de balles dans l'assise et le dossier, ainsi que dans les coussins latéraux et du cou qui, si besoin, peuvent être repliés sur le corps afin d'envelopper la personne assise. Nous recommandons le modèle High Back pour les utilisateurs de plus de 180 cm pour un confort optimal.

disponibilité des couleurs



Ces fauteuils apportent calme et sécurité aux personnes souffrant de troubles mentaux et moteurs.

La chaise peut être nettoyée avec des lingettes désinfectantes et la housse est lavable.

Bénéficie aux personnes atteintes de TDAH, d'autisme, troubles psychiatriques, démence, lésions cérébrales, spasticité et troubles du développement.

Conçu spécialement pour une utilisation en extérieur.

C'est un produit idéal pour améliorer la relaxation et le retour au calme en extérieur. Le fauteuil Protac SenSit Nature® est une variante du Protac SenSit® spécialement adaptée à un usage en extérieur.

Tout comme nos autres fauteuils, le Protac SenSit Nature® est un fauteuil qui stimule les sens, apaise et favorise la sensation de sécurité et la concentration. Le fauteuil Protac SenSit Nature® est idéal tant pour les enfants que les adultes et les personnes âgées souffrant d'agitation mentale ou motrice.

disponibilité des couleurs



Can-Dan Rehatec Ltd.
1469 Sandhill Drive, Unit 7
Ancaster, ON L9G 0H7
905-648-7522

www.can-dan.com

Protac SenSit® Straight



Idéal lors d'un besoin d'un maintien et d'un positionnement plus importants ! Le fauteuil SenSit® Straight se base sur le même principe que le SenSit®. Mais le straight offre en plus du SenSit® :

- Un dossier haut et rigide pour un maintien plus soutenu ;
- Des rebords d'assise renforcés ;
- Une poignée sur l'arrière du dossier pour basculer le fauteuil.

disponibilité des couleurs



Protac SenSit® Puff



Il existe aussi un pouf pour le Protac SenSit Nature® ! Les balles de la partie supérieure du pouf favorisent la stimulation des sens. Ce pouf est également idéal pour reposer les pieds, il permet de dupliquer l'effet de stimulation et de relaxation ! Il stimule les sensations des muscles et des articulations. Cela a pour effet d'apaiser, d'améliorer la concentration et de favoriser les apprentissages. De plus, le pouf garantit une position assise plus optimale et calme les pieds agités. Le pouf peut également être utilisé seul tel un tabouret. Pensez aux conditions de travail de vos soignants et commander un deuxième pouf pour lui permettre d'avoir une posture confortable et dynamique lorsqu'ils accompagnent vos patients.

disponibilité des couleurs



Protac SenSit® Frame



Idéal lors d'un besoin d'un maintien et d'un positionnement plus importants, il peut être combiné aux fauteuils SenSit® et SenSit® Nature !

Les poignées en métal sont une aide considérable pour se relever, elles offrent un soutien sûr et stable. De plus, les deux petites roues à l'arrière permettent de déplacer le dispositif plus facilement en limitant les risques de T.M.S

Les poignées en métal sont une aide considérable pour se relever.

Les 2 petites roues à l'arrière permettent de déplacer le dispositif plus facilement en limitant les risques de T.M.S.

disponibilité des couleurs



Distribué au Canada par:

Can-Dan Rehatec Ltd.
1469 Sandhill Drive, Unit 7
Ancaster, ON L9G 0H7
905-648-7522 www.can-dan.com

