



Tables à langer murales

Formulaire de commande 2026

Instructions : Remplissez le formulaire de commande en remplissant les étapes 1 à 3. La personnalisation est offerte sur demande. Communiquez avec nous pour discuter de vos besoins particuliers. **Envoyez votre formulaire rempli à sales@can-dan.com**

Nom de l'entreprise :

Nom :

Téléphone :

Courriel :

Réf. :



Table murale, non rabattable



Table murale, rabattable



Support de plancher NextGen

1 Choisir le modèle et la dimension de la table à langer

Table à langer murale Can-Dan, non rabattable

Réglable en hauteur électriquement de 20 po à 36 po (du plancher au dessus de la table), matelas amovible de 2 po, barrière latérale rabattable, deux ceintures de positionnement de sécurité et commande manuelle.

Cadre : blanc. Matelas : gris. Capacité : 250 lb.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☐ 19-88-62-B | Dimension : 62 po x 24 po |
| ☐ 19-88-72-B | Dimension : 72 po x 24 po |
| ☐ 19-88-CU-B* | Dimension : longueur personnalisée de 39 po à 71 po, largeur de 24 po.
Indiquer la longueur en pouces _____ |

Table à langer murale Can-Dan, rabattable

Réglable en hauteur électriquement de 20 po à 36 po (du plancher au dessus de la table), matelas amovible de 2 po, barrière latérale rabattable, deux ceintures de positionnement de sécurité et commande manuelle.

Cadre : blanc. Matelas : gris. Capacité : 250 lb.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☐ 20-00-48-B | Dimension : 48 po x 24 po |
| ☐ 20-00-62-B | Dimension : 62 po x 24 po |
| ☐ 20-00-CU-B* | Dimension : longueur personnalisée de 39 po à 61 po, largeur de 24 po.
Indiquer la longueur en pouces _____ |

2 Choisir les accessoires

☐	20-19-Pad-1	Coussin pour barrière latérale
☐	20-00-LB	Boîte de verrouillage pour commande manuelle
☐	20-00-SB	Boîte de verrouillage pour barre d'écartement, lève-personne fixé au plafond
☐	20-24-FL	Support de plancher NextGen

3 Omettre

☐	20-18-SR-W	Omettre la barrière latérale
☐	20-08-SB	Omettre les ceintures de positionnement de sécurité

* Prévoir de 4 à 6 semaines pour la livraison.